

karma 康揚 好的輪椅，好在適配！



適合族群
不能行走 但坐得穩

飛揚825 省力照護

聰明移位，價格實惠、省力省荷包

扶手可後掀、腳靠可以撥開並拆卸，輕鬆協助臥床長輩輕鬆移位到輪椅，坐起來視野變得寬廣，心情自然開朗，生活質量大不同，讓生活邁向復能。



飛揚825

擁抱生活不枯燥

亮銀白骨架打造生活美學，「圓點灰」座背墊給您典雅清新的氣息。

坐的適配、才是您正確的選擇

座寬太寬易造成身體左右歪斜，座寬太小乘坐不適，飛揚825提供16吋與18吋座寬選擇，端正的坐姿就從骨盆正確的擺位開始。



後掀式扶手結構

方便側向活動，如：移位至床上、椅子、車上...等，在進桌時可往後掀起，讓生活更便利！



可拆卸式腳靠結構

可向內、外旋轉、免工具快拆的靠腳設計，方便移位，收藏體積小、不佔空間。



背墊管可後折

關節撥片輕鬆一壓，即可彎折，讓收合體積減少，不佔空間。



收合體積小省空間

收合體積，長78cm，高76cm，輕鬆攜帶，方便出門。



冬夏兩用座背墊

上、下墊可分離設計。車工精細紮實，材質透氣舒適，不論裝置或拆卸，都十分便利，讓您冬暖夏涼。



波浪型手扶圈

波浪式弧度，讓手部抓握更緊實，推行效率提升，掌控車子推行與停止的靈活度。



座墊車縫精心設計

兩道式車縫讓收合易提取，車身收合較緊密，不因收合產生皺折。

選購配件

反撐桿
氧氣筒架
點滴架
拐杖架

適用申請補助 輪椅B款+附加功能A

座寬	前/後輪											主體結構	安全載重
16"	7"/14"	40.5	41	60	28	22	105	48	43	91	12.5 kg	115 kg	
16"	7"/22"	40.5	41	60.5	28	22	105	48	43	91	13.3 kg	115 kg	
18"	7"/14"	46	41	65	28	22	105	48	43	91	12.8 kg	115 kg	
18"	7"/22"	46	41	65.5	28	22	105	48	43	91	13.6 kg	115 kg	

•本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知。111501000157 Rev.01 May.2021 顏色尺寸依現貨為準 ±1cm ±0.5kg |更多內容詳見官網|
衛署醫器輸壹字第004939號 衛署醫器陸輸壹字第001563號 衛署醫器輸壹字第018994號 衛部器廣字第10903001號

服務專線：0800-522 166
全台維修網 72 小時完修

karma 康揚

www.karma.com.tw