

karma 康揚 好的輪椅，好在適配！

karma 康揚
好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司
台灣·嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號
T 05-206 6688 F 05-206 6699
www.karma.com.tw



衛部器廣字第10505038號
衛署醫器輸壹字第004939號
衛署醫器陸輸壹字第001563號

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 111501000060 Rev.04 Aug.2016



水平椅501
舒適仰躺 放鬆倚靠

適用補助申請

輪椅-B款（輕量化量產型）、輪椅附加功能-A款（具利於移位功能）、輪椅附加功能-B款（具仰躺功能）

水平椅501



3D頭頸枕

順著頭頸曲線設計，舒適服貼左右支撐，完整包覆頭部，降低肩頸壓力，且視野不受限。



仰躺超級動力棒

後躺減震、上升輔推，同軸後躺設計，安全加倍。



帆船扶手墊

加寬後的帆船扶手墊，可根據不同使用需求，前後、左右互換。



海角扶手系統

後躺時，扶手支撐延伸到天涯海角，使手臂不懸空，後掀、全拆、升降式，方便移位。



全新升撥腳系統

人體工學內縮式小腿板，腳靠可旋開、拆卸、抬高，且搭配旋轉式踏板。



人體適配 符合不同身形尺寸

- 座寬可選 16"、18"
- 後輪可選 輕巧中輪、輕量小輪
- 小腿長 標配 14.5-17 吋短版靠腳，另有 15.5-19 吋長版靠腳可選（訂購前說明）



雙用推桿

直行省力，轉彎靈敏，體貼照護者。

- 標配安全骨盆帶、胸帶
- 輕量鋁合金骨架
- 抗菌防霉處理座背墊
- 安全反撐桿
- 椅背仰躺功能

多樣配件可加價選購



防潑水洗澡椅



硬式底板



H型多功能安全帶



腳掌帶、腳跟擋帶



大腿環帶、小腿環帶



VICAIR氣墊座

氧氣筒架
點滴架

型號	座寬	前/後輪 F/R wheels											安全載重 Max. User Weight
KM-5001	16"	8"-14"	41		59	30		106					21.2kg
	18"	8"-14"	46	41	64				50	49	130		21.4kg
	16"	8"-20"	41		62		21-29						21.7kg
	18"	8"-20"	46		67	35		113					21.9kg

※實際車款規格，依各通路門市陳列商品為主

註：尺寸量測不含座墊 ±1cm ±0.5kg 單位：cm