

karma 康揚
好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司
台灣·嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號
T 05-206 6688 F 05-206 6699
www.karma.com.tw

CE   ISO 9001

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 104-40667 Rev.01 SEP 2012

衛署醫器製字第 001527 號
衛署器廣字第 10107010 號

karma 康揚 好的輪椅，好在適配！



時尚樂活 品味人生 **樂弧**
KM-9000

專注生活中的細節，享受每一分鐘
堅持適配的樂弧，具多項調整功能，可針對不同身體尺寸，微調出合適的乘坐環境
休閒典雅的流線造型，展現低調奢華的品味，更增添個人風采



享受生活

源自設計和工藝的完美結合，彈指間，享受輕鬆駕乘的樂趣
 When design and technology meets, a simple art comes to life.
 Enjoy your ride with ease.

S 曲面型座墊系統

全球首創的 **S-Ergo** 人體工學座墊系統，就坐十分服貼，順著人體曲線的結構設計。匠心獨具，並取得歐盟、美國、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡...等多國專利！能有效分散重量、明顯減除壓力、確實穩姿擺位，減緩褥瘡發生的風險。

多種尺寸 適配人體

3 組 座寬 x 座深：14"x16" / 16"x16" / 18"x16"

8 種 座高：44.5 ~ 49.5 cm

八段可選（搭配前後輪變動）



特色 1

3段 後輪重心調

前置：靈活流暢
 中置：平衡和諧
 後置：安定穩健

特色 2

3段 背墊角度調整

85 度：高活動機能
 90 度：平衡和諧
 95 度：舒適性佳

特色 3

無段 背墊高度調整

低背-擁有最大活動空間
 高背-提供最佳支撐

特色 4

快拆跑車輪

推行省力，方便收納

特色 5

省力型剎車 體貼乘坐者



選購件 /

● 2D 可調式踏板

15 種踏板調整
 前後 3 段 (5cm) 位置可調
 踏板高度 5 段 (8cm) 可調



● 可掀式護板、透明護板

● 輪組
 後輪：鋼絲輪、鎂合金輪
 輪胎：灰胎、PU 輪胎

骨架顏色 / 時尚白 炫晶橙 萊姆綠

座寬	前/後輪 F/R wheels											安全載重 Max. User Weight
14"	5"x24"	36	41	51	32	23	87-91	44.5-49.5	32-40	85	11.7kg	115kg
16"	5"x24"	41	41	56	32	23	87-91	44.5-49.5	32-40	85	11.7kg	115kg
18"	5"x24"	46	41	61	32	23	87-91	44.5-49.5	32-40	85	11.7kg	115kg

±1cm ±0.5kg 單位:cm