



FDA MDA  CE ISO 9001

104-40592 Rev. 01 MAY. 2008

KARMA[®]
康揚輔具

Discover the path and make it yours.

醫療小常識

兒童擺位椅選購須知...

適當擺位，穩定坐姿，有效減除身體負荷：

- 一、軀幹挺直不變形，以免引發肌肉酸痛、呼吸系統壓迫、活動能力降低...等後遺症。
- 二、骨盆穩姿不傾斜，以免引發肌肉酸痛、脊柱側彎變型、身軀駝背痠縮...等後遺症。

適合需求，量身訂製，滿足個人特殊情況：

依小寶貝個人身體功能、身材體型、生活自理能力、社交活動範圍、交通運輸需求...
選擇機能符合的輔具。

康揚股份有限公司
KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

台灣嘉義縣民雄鄉大學路二段 2363 號
Tel:05-2066688 / Fax:05-2066699
E-mail:service@karma.com.tw



www.Karma.com.tw



小朋友游

電動兒童擺位型

KP-12T 兒童擺位系列



小朋友

KP-12T 兒童擺位系列

人性 科技的總和，
陪孩子仰天歡笑 Fun 心悠遊

人因傾靠挺仰機制，實現醫學科技的藝術，
合體型乘載舒適，描繪出人性的人體工學極致，
愛無礙，溫暖的呵護在親情間漫開



KP-12T



輕鬆拆卸，搬運更方便



寶背背墊組

可調 5 至 15 度創新獨特的人因背墊組源自醫學原理，詳實參照 6 至 1 歲童身型曲線量測的數據，模組設計更加貼近小寶貝的身軀，乘坐起來舒適又自在，寫下人體工學的極致。



可調座墊

可依體型適當調整，座寬調整範圍自 2.5 至 5 英寸、座深調整範圍自 4.5 至 7.1 英寸，無論大朋友、小朋友都能坐得輕鬆又自在。



大腿分隔墊

大腿分隔墊可前後免工具快速調整，避免小寶貝發生剪刀腳的情形、減除內張力造成的傷害。



多功能頭靠組

多功能頭靠組可前後、上下、內外免工具快速調整各種角度，能讓頭部正確擺位、穩定支撐，全方位滿足每個小寶貝的特殊需求。



座墊側撐墊

新一代座墊側撐墊同樣能快速側掀，造型小巧、舒適兼具，輕按卡榫即可操作，也能內外微調提供臀部完美的包覆，並可依小寶貝體型 7 (每段 3 公分) 前後調整，座寬無段調整，不僅移位很便利、保護更是週全。



骨盆帶

配備安全骨盆帶，防止小寶貝前滑，乘坐很放心。

配備反撐桿，乘坐更安全。



後掀扶手

兩側扶手皆可後掀、上下、左右調整，高低調幅為 6 至 58 英寸，寬窄調幅為 6 至 8 英寸，方便不同體型小寶貝移位的結構設計，乘坐起來更窩心也很便利！



扶手墊

符合人因設計的加寬扶手墊，讓小寶貝的手肘置放更服貼、更舒適。



控制器

採用上下控分離式 R2 掣器，輕巧省電不發燙，並通過德國 UV 露安規與美國 FDA 雙認證核可，提供更高效率、更加安全的駕駛。



軀幹支撐墊

新一代軀幹支撐墊能 9 至 80 度側掀，造型小巧、舒適兼具，輕按卡榫即可操作，並可依小寶貝體型上下、左右、內外多面無段調整，達到正確擺位、穩定坐姿、方便移位等機能，獨具巧思的設計更加貼心。



腳踏板

可前後、上下 3 (每段 2 公分) 調整的一片式踏板，可增強腳踏板的穩固性，小寶貝雙腳置放很安定，並可上掀收合不佔空間。



選配



14吋寶背背墊組

另提供 4 英寸可調 5 至 1 度寶背背墊組，滿足不同體型的需求。



多功能安全帶 (特製款適用)

多功能安全帶能預防身體前傾、姿勢潛滑，乘坐起來更穩固、更安全。



電動座椅挺仰 30



手動背墊可調 5-15



智慧型安全重心潛移系統
● 表示重心位置

座 / 背挺仰

電動微調座椅可挺仰 30 度寶背背墊組手動可調 5 至 15 度座、背同步可達到 45 度結構設計-智慧型安全重心潛移系統，是國內最創新醫學工程的人性科技工藝，能完善支撐小寶貝的脊背、重新分佈臀部承重的面積、增加坐姿擺位穩定性，降低褥瘡發生的風險！

座寬	總長	總寬	總高	背墊後仰 5°-15°	坐椅挺仰 30°	馬達	電池	旋轉半徑	爬坡角度	時速	續航力	骨架	最大載重	含電池重量	不含電池重量	
12.5"-15"	100cm	62cm	111cm	背墊後仰 5°-15°	坐椅挺仰 30°	180W/250Wx2	2Ahx2	VR 2	83cm	8°	6km	13-16km	鋁合金	60kg	58kg	42kg