

NEW 霹靂馬 沙發座椅 (KP-31.2 CPT)

提供您在每日中長程行駛，具有更舒適的乘坐空間

karma 康揚



手動後躺功能

沙發椅提供腰背及臀部舒適支撐
手動後躺功能，能舒展關節



選購配件



收合式
透明桌板



控制器
平行位移機構



帆船扶手墊



舉升式撥腳



可調式
曲面頭靠組
(KP-31.2T 標配)



可調式
扶手握桿
(KP-31.2T 標配)

規格一覽

型號	座寬	座深	前座高	背墊高	座椅角度 (X°)	背墊角度 (X°)	電動功能 (X°)	扶手高	小腿長	總長	總寬	總高	摺疊尺寸 長*寬*高
霹靂馬標準椅 (KP-31.2T SLN)	420mm (17") 475mm (19")	42-50	44.5 (+坐墊 54)	46	8	10/15/20 (無段 90-130)	空中傾倒 8-28	18-26	37.3-46	109	58 60	116.5-130	83*58*81.5 83*60.8*81.5
霹靂馬沙發椅 (KP-31.2 CPT)	470mm (18")	44	56.5	53.5	11	0-56	-	18-28	41.5-53.5	106	60	121	85.5*60*81

型號	馬達	電池	控制器	前/後輪 WHEELS (F/R)	最大安全 爬坡角度	最大時速	續航力 KM	最大過階高度	最小迴轉半徑	最大安全載重	總重 (含標配電池)	總重 (不含電池)
霹靂馬標準椅 (KP-31.2T SLN)	350W	50Ah*2 (鉛酸)	VR2 70A	9"/14"	6°	10	26	5	82.5 102(含使用者)	136	99.5 101.5	69 71
霹靂馬沙發椅 (KP-31.2 CPT)	350W	50Ah*2 (鉛酸)	VR2 70A	9"/14"	6°	10	26	5	82.5 102(含使用者)	136	108	77.5

單位:cm ±1cm ± 0.5kg -本公司保有修改型錄內產品之權利,恕不另作通知 111501000160 Rev.01 Oct. 2021

衛署醫器製字第 001407 號 衛部器廣字第 11001001 號



CE ISO 13485

karma 康揚
www.karma.com.tw



NEW 霹靂馬 KP-31.2

全新升級 嶄新視覺設計

勁出自如的操控性，來自高效馬達與大尺寸前後輪配備
讓您在戶外輕鬆克服街橋與斜坡，展現聚焦魅力
獨特後輪獨立懸吊避震系統，能精準吸收路面震動
提升穩定與舒適的室外性能
KP-31.2T 搭載 Tilt-in-Space 空中傾倒系統，放鬆座壓
讓您即時釋放臀部壓力





安穩舒適的後躺體驗

升級採用高規無段背靠調整器
免工具多重角度，滿足不同身形
更能舒展髖關節，提供腰背舒適支撐

全新升級

KP-31

600 mm



總寬

91°~106°
工具固定孔位



後躺

工具調整摺疊



收合

大燈、方向燈分離式



燈控


NEW KP-31.2

580 mm


90°~130°
免工具無段調整

免工具
快速摺疊上車

二合一
全新 LED 燈控




座椅深度可調



可掀式扶手 輕鬆移位



快拆式撥腳



二合一全新 LED 燈控




可折疊靠背 便利運輸和儲存

將電動輪椅置放到汽車中一起旅行
新型霹靂馬是您最佳的選擇
背墊可前傾水平快速收合
輕鬆上車不佔空間

小巧靈活 穿梭自如

58-60cm 俐落總寬、尺寸精巧
空車迴轉半徑 82.5 cm
進出電梯或在狹窄的空間中移動
隨時靈活穿梭在每一個角落!



出色的戶外表現

高效 350W 馬達與大尺寸 9" 前輪配備
讓您在戶外輕鬆克服街橋與斜坡
後輪避震系統，精準吸收路面震動
這款新車型可確保您日常旅行中行駛平穩！

電動空中傾倒

標準座椅系統不僅提供 17" 與 19" 兩種座寬選擇
KP-31.2 T 更搭載 Tilt-in-space 8°~28° 空中傾倒系統
您可以輕鬆地改變坐姿位置
從而將壓力移離髖骨並在更大的背部面積上重新分配
放鬆坐壓，讓您即時釋放臀部壓力
此功能有助於預防壓瘡發生的風險並避免背部疼痛



通過嚴苛測試 安全穩固

英國交通撞擊測試把關通過撞擊測試
品質穩固值得信賴！