

**karma 康揚**

好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司

台灣·嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號

T 05-206 6688 F 05-206 6699

[www.karma.com.tw](http://www.karma.com.tw)



衛部器廣字第10505038號  
衛署醫器輸壹字第004939號  
衛署醫器陸輸壹字第001563號

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 111501000059 Rev.04 Aug. 2016

**karma 康揚**

好的輪椅，好在適配！



潛隨挺502

防潛滑 舒適後躺

通過英國交通撞擊測試 / CE

適用補助申請

輪椅-B款（輕量化量產型）、輪椅附加功能-A款（具利於移位功能）、輪椅附加功能-B款（具仰躺功能）

一般躺式輪椅



防潛滑座背系統

創新沉入性座墊能防止潛滑，有效分散臀部及背部壓力，壓力區呈現舒適的低壓狀態，降低褥瘡發生的風險。

潛隨挺502之椅背仰躺功能



省力橫向推把

獨特的矩形推把，可大幅提升車體結構的剛性。同時增強輪椅行進時的穩定度，省力直線推行的人因原理。輕拉即可收合的結構設計，操控起來更高心也很便利！



人因運動扶手

人體工學連動扶手

符合人體工學的連動扶手機能，會隨著座背後躺93至160弧度，扶手同時連動移位，手肘舒適置放不懸空！



一般升撥腳

展軸升撥腳

旋轉升降的轉折點，與人體膝關節作動同步。此外，腿靠上抬時自動伸長，能顯著改善修長腿型無法伸展的窘境。



可調式座背墊

可依體型調整各部位不同的支撐度，也可避免布料彈性疲乏後，發生吊床現象，能穩定坐姿不變形。



3D頭頸枕設計

3D設計，順著頭頸曲線，舒適服貼，且提供足夠的視野空間。



扶手可後掀



扶手高低可調



3D小腿靠墊

多種尺寸·適配人體

(英寸)		座寬				
座深	座寬	15"	16"	17"	18"	20"
16"		V	V	V	V	
18"					V	V

● 後輪：14吋小輪輕鬆移位型。22吋中輪自推型。

標配：安全骨盆帶、胸帶 / 輕量鋁合金骨架 / 安全反撐桿 / 椅背仰躺功能 / 座背墊抗菌防霉處理

多樣配件可加價選購



硬式底板



H型多功能安全帶



腳掌帶、腳跟擋帶



大腿環帶、小腿環帶



VICAIR氣墊座

氧氣筒架  
點滴架

座寬	前/後輪 F/R wheels											安全載重 Max. User Weight
15"/16"	7"/14"	37/40		座寬+17 (14"後輪)	30 (14"後輪)	23-29	118	51	51	134	19.9kg 22.7kg	115kg
17"/18"	7"/22"	42/45	42/46	座寬+22 (22"後輪)	36 (22"後輪)							
20"		50										

※實際車款規格，依各通路門市陳列商品為主

註：尺寸量測不含座墊 ±1cm ±0.5kg 單位:cm