




特色
1



便利雙剎車

特色
2



穿管式座墊

特色
3



後彎關節便利收合
(SM-150.2)

SM-150.2

輕量化鋁合金輪椅

- 便利雙剎車，照護推行更輕鬆。
- 穿管式強化座墊，快速更換清洗。
- 靠背可折彎，減少儲放空間，方便外出。(SM-150.2)
- 冬暖夏涼兩用座墊，夏天涼爽冬天舒適。
- 乘坐舒適，推行輕鬆，室內戶外超便利！
- 耐用型雙座叉結構設計，乘坐超安全！

適合：一般患者 / 安養院 / 醫院團體



SM-100.2

型號	座寬	前/後輪 F/R wheels											安全載重 Max. User Weight
SM-150.2	18"	7"x22"	46	41	69	29	22	98	50	38	87	12.5kg	100kg
SM-100.2	18"	7"x22"	46	41	69	29	22	98	50	38	87	12.2kg	100kg

±1cm ±0.5kg 單位:cm

衛部器廣字第10508011號
衛署醫器輸壹字第004939號
衛署醫器陸輸壹字第001563號

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 111501000091 Rev.03 May 2017

CE ISO 9001