

karma 康揚 好的輪椅，好在適配！



Manual Wheelchair

SME

元氣站

電動站立式輪椅

心的元氣 新的站立生活

電動式升降協助進行站姿訓練，促進下肢承重適應，
方便出外洽公 臨櫃辦理 或在家高處取物，
讓生活舉手可得，充份提升生活自主性。



享受 **平起平坐** 的感覺
 拉近雙眼交會的距離，重拾自信！



SME 元氣站

電動站立式輪椅

具多項調整性，滿足不同體型的需求

適用族群：銀髮族、上肢活動能力尚可、需要有軀幹支撐力的使用者

本產品需經專業治療師確認關節未受限、下肢關節穩定、骨質狀況良好，且無姿勢性低血壓、無異常反射等症狀後，才可使用。

座深可調

- 座深3段可調：44cm、47cm、50cm

扶手踏板多段可調

- 後掀式人因扶手，手肘舒適置放，

高低5段可調：18cm~26cm (每段2cm)

- 角度微調腳踏板，可收合式設計，

高低4段可調：36cm~42cm (每段2cm)



頂膝的功能及設計

- 可支撐下肢輔助站立、防止身體滑落。
- 深度及寬度角度無段可調，高低3段可調。



前踏板的觸地設計

- 增加站立時的安全性及穩定性。

前/後輪 F/R wheels												安全載重 Max. User Weight
6"-24"	40/44/48	44/47/50	59/63/67	18~26	98.5~104.5 3段可調·每段3cm	52	42	坐姿 96 站姿143	2.7Ah x 2	28.6 kg	25.8 kg (不含電池)	120 kg

※實際車款規格，依各通路門市陳列商品為主。本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知。

11040000036 Rev.00 Oct. 2015