

karma 康揚 好的輪椅，好在適配！



Manual Wheelchair

★**星鑽2**★

時尚升級 安全挪位

承襲了第一代的俐落與品味，
快速旋轉撥腳，輕鬆上下輪椅，
小巧收合體積，俐落外出無煩惱。

 **杏一 medFirst**

全新上市 杏一門市獨家銷售

衛部器廣字第10611017號 | 適用補助項目: 輪椅-B款






俐落外出無煩惱



撥腳外旋只要 1 秒，一體設計安全無虞

你知道嗎？上下輪椅，其實是很容易跌倒的！
 尤其乘坐者較沒力氣，需要攙扶進出輪椅時候，
 更需要注意轉移位的安全性。
 此時，一台撥腳可旋開的輪椅，能空出腳部空間，
 方便乘坐者挪位，讓輪椅生活更安全。



快速撥腳外旋，輕提快放

輕提往外旋，一秒鐘即可空出腳部空間，
 移位時候站得穩靠得進，安全無虞。
 貼心一體設計不怕遺失



小體積，方便攜帶收納

快速旋轉撥腳，加上靠背可彎折，
 打造出小巧收合體積，攜帶收納好簡單



冬夏兩用，穿管式強化座墊

一套透氣夏墊，一套舒適冬墊，方便拆洗，
 提升座面支撐力，避免產生吊床效應

- 堅固骨架 / 一體成型異形彎管設計，獨特有型更堅固
- 省力過階踏板 / 符合人體工學，過階更省力
- 推行省力又輕鬆 / 大腿舒適支撐，短軸距巧思設計，推行省力輕鬆



型號	座寬	前/後輪											安全載重
KM-1514	16"	7"x24"	40	43	62	29	22	104	50	42	89	12.9 kg (主體結構)	100 kg
KM-1514	18"	7"x24"	45	43	67	29	22	104	50	42	89	13.5 kg	100 kg

· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 111501000124 Rev.00 Dec.2017

±1cm ±0.5kg 單位:cm



110101075



karma 康揚

www.karma.com.tw