

康揚の 移動城堡

適配你的各種移動



2024新品看這裡

展覽優惠價

預購價折價4,000元

New 劍齒虎

舒適遠距

不只電力，更要體力

沙發椅

18"、20"

- 手動仰躺
 - 電動空中傾倒
 - 電動空中傾倒+仰躺
- 18" 無電動姿勢變換功能



標準椅

17"、19"

- 電動空中傾倒
- 電動空中傾倒+仰躺



選配

- 曲面背靠
- 氣墊座

安全升級

全新 LED
美觀與實用兼具，
探索我們全新的照明

側向反光片
符合德國安全法規，
守護側面角度安全性



展覽優惠價

贈USB充電器1組

炫風馬 M

全地形，全身型

Versus 擺位椅

420 / 470 / 520 mm

13 段
座寬可調

5 種
電動姿勢

30⁺ 個
選配件

- 電動空中傾倒 45°
- 電動升撥腳 80°
- 電動仰躺 45°
- 電動舉升 300 mm
- 電動升降踏板

標準椅

17"、19"

- 電動空中傾倒 18°
- 電動仰躺 32°

2種座椅系統
皆可選配

- 曲面背靠
- 氣墊座

六輪全時貼地
顯增續航、過階、爬坡力

展覽優惠價

預購價9折・加贈後背袋

舒弧3

抬頭挺腰的弓藝美學

舒適與輕量的中庸之道！

專利 人體弓學背靠

可調整的舒弧弓片直接貼合腰部，維持脊椎自然平衡，提升輕量化輪椅中的極致舒適與支撐！



科學證明的黃金座背角比例，讓老年人穩定坐姿，輕鬆面對地心引力，不再為肌耐力不足而低頭，擁有更開闊的視野！

舒適穩姿的秘密：S曲面型座墊

順著人體曲線的座墊結構設計，分散臀部坐壓，不易前滑、穩定坐姿。

友善銀髮設計



免彎腰
Hold得住剎車



可視化
外旋撥腳



可視化
後掀扶手



座寬	16"~18"
座深	17"
後輪	14"~20"
重量	12.3~13.6kg

二合一 銀光護板袋
提升行駛與財物安全



展覽優惠價

預購價折價4,000元

輕易遊 輕巧可折電輪

◀ 一鍵式收折

▲ 置物空間

◀ 手機遙控

◀ 多功能扶手
內含Typec 與USB充電孔
LED前方觸控感應燈

展覽優惠價

贈雨傘拐

保時潔 洗澡便盆兩用

▶ 扶手後掀
方便移位

▶ 超低座高，四段可調
適合台灣人的各種
身形，長輩輕鬆起身

▶ 助便角度橫桿
踩上後呈現適合排便角度

▲ 便桶方便更換
可自後方抽出或上提

◀ EVA 洗澡墊
久用不發臭

獨家 橢圓貼合便桶
髒污不累積在便墊接
縫處，提升生活品質

▶ 易收合
單腳一踢即可

社交生活系列

補助車款	身障補助項目 年限：5年	身障補助金額		
		低收入戶	中低收入戶	一般戶
EVO Altus 最高補助 56,000	進階型	60,000	45,000	30,000
	配件-擺位型椅架	15,000	11,250	7,500
	配件-電動變換姿勢功能 ※註1	10,000~20,000	7,500~15,000	5,000~10,000
	擺位系統-擺位架 ※註2	1,500~4,500		
	擺位系統-頭靠系統	2,500		
	完成搭配機動車輛使用之衝擊測試	3,000	2,250	1,500

戶外生活系列

補助車款	身障補助項目 年限：5年	身障補助金額		
		低收入戶	中低收入戶	一般戶
霹靂馬 最高補助 41,500	進階型	60,000	45,000	30,000
	配件-電動變換姿勢功能 ※註1	10,000~20,000	7,500~15,000	5,000~10,000
	完成搭配機動車輛使用之衝擊測試	3,000	2,500	1,500
易遊金剛 最高補助 29,500	基礎型	50,000	37,500	25,000
	配件-新車內建鋰系電池	6,000	4,500	3,000
	完成搭配機動車輛使用之衝擊測試	3,000	2,250	1,500

居家生活系列

補助產品	長照補助項目 年限：3年	長照補助金額		
		低收入戶	中低收入戶	一般戶
保時潔 最高補助 1,600	馬桶增高器、便盆椅、沐浴椅	1,200	1,080	840
	身障補助項目 年限：3年	身障補助金額		
	沐浴椅(一般型)+具利於移位之扶手	900+1,000	675+1,000	450+1,000
	便盆椅(一般型)+具利於移位之扶手	1,200+1,000	900+1,000	600+1,000

※ 註1：電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) 依實際評估需求至多補助2種功能時，最高補助金額按條列基準2倍計算，並視為補助1項次。

※ 註2：擺位系統-輪椅擺位架 (項次28) 依實際評估需求，於最低使用年限內申請至多補助3支，最高補助金額按條列基準3倍計算，且同時申請時視為補助1項次。

※ 若同時符合兩種資格，您可以擇優使用，但同一項目不得重複申請，實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準，以實際購買金額為限。

※ 身障補助對象須符合：領有身心障礙證明，經評估人員評估，及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。

※ 實際補助金額以各縣市政府公告，及輔具中心評估報告為主。

※ 補助項次依選購之功能車款而不同，請以實際選購車款為主。

※ 表格內最高補助以一般戶試算，實際補助金額以核定內容為主。

※ 保時潔身障補助項目擇一補助。

日常生活系列

補助車款	長照補助項目 年限：3年		身障補助項目 年限：3年		長照 / 身障 補助金額		
					低收入戶	中低收入戶	一般戶
飛揚215 旅弧	B款		輕量化量產型		4,000 / 4,000	3,600 / 3,000	2,800 / 2,000
仰樂多2 最高補助 16,300/15,500	B款		輕量化量產型		4,000 / 4,000	3,600 / 3,000	2,800 / 2,000
	附加A 利於移位		利於移位		5,000		
	附加B 仰躺		仰躺		2,000		
	附加C 空中傾倒		空中傾倒		4,000		
	擺位系統D 輪椅頭靠系統		擺位系統 輪椅頭靠系統		2,500		
變形金剛-標準 最高補助 7,800/7,000	B款		輕量化量產型		4,000 / 4,000	3,600 / 3,000	2,800 / 2,000
	附加A 利於移位		利於移位		5,000		
變形金剛-客製 最高補助 14,000	C款		客製型		9,000		
	附加A 利於移位		利於移位		5,000		

兒童系列

補 助 車 款	長 照 補 助 項 目 年限：3年		身 障 補 助 項 目 年限：3年		低收入戶	中低收入戶	一般戶
擺變袋鼠 最高補助 26,500/29,500	C款 量身訂製型		客製型		9,000		
	附加功能	A款 利於移位	附加功能	利於移位	5,000		
		B款 仰躺		仰躺	2,000		
		C款 具空中傾倒		空中傾倒	4,000		
	擺位系統	A款 平面型輪椅背靠	擺位系統	平面型輪椅背靠	1,000		
		C款 軀幹側支撐		擺位架 ※註2	長照1,500 (單側) /身障1,500~4,500		
		D款 頭靠系統		頭靠系統	2,500		
			完成搭配機動車輛使用之衝擊測試		3,000	2,250	1,500
小金剛 最高補助 14,000	C款 量身訂製型		客製型		9,000		
	附加A 利於移位		輪椅附加功能 利於移位		5,000		

karma 康揚 | 輪椅品牌首選

康揚相信 好的輪椅，好在適配！

康揚透過提供適配的行動輔具，
豐富每位行動不便朋友的生活！

台灣與荷蘭跨國團隊攜手合作產品的設計與研發，
產品銷售遍及全球5大洲40餘國，
連連榮獲國內外多項設計獎肯定，
並通過ISO7176與國際Crash Test 安全認證。
全台提供專業授權維修中心與原廠客服技師支援，
品質安心有保障，為最值得信賴的行動輔具品牌。



◀ 2024年身障補助改版
掃描了解康揚產品最新補助金額

www.karma.com.tw

服務專線:0800-522 166 全台維修網 72 小時完修

FDA CE UK ISO 13485