

您還讓小孩坐大人輪椅嗎？ 合適的兒童輪椅才能保護您的小寶貝～

您知道使用不合身材體型、身體功能的輪椅，並非只是不舒服或者不好用，甚至衍變成健康的2度傷害嗎？您瞭解適合的輪椅，不僅能滿足乘坐者的健康條件、生活社交及運輸需求，甚至可以發揮護理功效、有助於改善復健情況嗎？最後，請問您：「還讓您的孩子坐大人輪椅嗎？」

親愛的爸比及媽咪，請您試著想像這樣的畫面：
小寶貝坐在大人的巨無霸輪椅上，除了尺寸不合顯得突兀外，她嬌小的身軀不停地往前滑動、坐姿開始變得歪歪斜斜、細嫩的手腳無法平穩置放...時間下來，孩子所承受的身心緊繃、無法放鬆，相信您一定非常捨不得，換言之，您必須思考的是：大人輪椅可以輔助小孩確實擺位穩定姿勢、放鬆肌肉舒緩身心、預防駝背脊椎側彎嗎？答案是：根本不行！

親愛的爸比及媽咪，與其購買體積突兀的巨無霸輪椅，不如嚴選康揚全新研發、專為小寶貝設計的兒童輪椅，因為，您清楚地知道，選擇一台適合孩子身材及體型的兒童輪椅，能讓小寶貝坐得舒服自在、軀幹受到最佳的支撐與保護，尤其康揚「小淘憩701」的**前輪外擴**及**靠腳內收**設計，更是市面上唯一專屬於兒童的貼心產品，此外，鄭重向您推薦，「小淘憩701」符合人體工學的**矜活推手**、絕無僅有的**透明桌板設計**，可以讓所有照護者推得輕鬆、安心行進，親愛的家長，唯有康揚「小淘憩701」兒童輪椅，才能確實保護您的小寶貝～

www.karma.com.tw

兒童專用輪椅系列～



KM-7520 多功能兒童專用輪椅(外銷款)



KP-12T 傾仰擺位型電動輪椅



KM-CP33 傾仰擺位型特製輪椅

FDA MDA   CE ISO 9001

康揚股份有限公司 KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. 台灣嘉義縣民雄鄉大學路二段 2363 號
Tel : 05-206 6688 Fax: 05-206 6699 >>> www.karma.com.tw
e-mail: service@karma.com.tw

KARMA[®]
康揚輔具



Discover the path and make it yours.


小淘憩701
KM-7501 兒童專用型



從合適開始 他可以走的更好更遠～




小寶貝專屬的寶座～



國內首創兒童專屬特製輪椅
醫學功能、擺位、照護三合一機能的完美整合
貼心的預防二度傷害與脊椎側彎
便利的推手，前輪外擴等設計
確實照料到乘坐者與照護者



首選推薦



側掀式透明餐桌板


- 卡哇伊又實用的透明餐桌板可以側掀，大幅提高幼童移位時的便利性；貼心的透明桌板設計，方便爸比或媽咪清楚透視地面，避免前輪掉落溝槽或碰撞物體傷及身軀，提高行進安全。
- 可隨輪椅收合，方便攜帶。




羽量級童車 輕巧收合
超輕 9.3 公斤兒童輪椅〈一般輪椅超過 13 公斤〉，收合後材積小不佔空間，方便收藏、攜帶便利。




矜活推手
特殊的外擴式延伸推手，符合人體工學、通用概念的設計原則，讓不同身高、體型的爸比或媽咪都能舒適操控，展現靈活的推行性；活潑流線的造型，童趣十足，呈現純真頑皮的氣質。



一片式踏板
刻有造型雕飾的一片式踏板，大大增強腳踏板的穩固性；趣味淘氣的圖案，就是最天真的童玩表現；針對不同膝關節痠痛的兒童，踏板可後置或前置，並可隨輪椅收合。



靠腳結構內收
導入慣量定律，內收的靠腳結構設計，將幼童完全包覆在車體結構之內，大幅提升輪椅轉向的靈敏度，並讓下肢置放更穩定、上身擺位更放鬆，防碰撞，達到最佳的保護效能。



垂直式靠腳
符合人體工學的垂直式靠腳角度設計，貼近幼童身型，能讓下肢正確置放、坐姿更放鬆。



前輪結構外擴
力學作用的外擴式前輪座結構，明顯增大輪椅與地面接觸的面積，車體重心變得更穩、行進更安全。

選配件

- 反撐桿
選配反撐桿，乘坐更安全。



座寬	前/後輪	34	30	51	34	18	70	39	33	102	9.3	最大載重
13.5"	6"-14"											60kg

±1cm ±0.5kg