



適合族群

走不遠 · 走不快

飛揚 215

針對亞洲銀髮族設計

輕巧好坐，且低座高、符合移位需求、
滿足收納空間狹小及經常需要外出的使用需求
符合生活需求而設計。

使用安全、乘坐舒適、堅固耐用、設計美學、
價格實惠，四種需求，一次滿足。



飛揚 215

外旋式撥腳

快速外旋機構，即可釋放腿部空間，進出輪椅便利、方便移位，同時減少收納體積及攜帶搬運便利。



骨架強化好安全

嵌入式基座設計，使轉彎、行經顛簸路面更加穩定。方叉強化結構，提高乘坐安全性，乘坐更舒適。



坐墊離地高度低

讓使用不受限於身高高度，易於乘坐，也適合腳部功能尚有力氣，可練習腳推輪椅之銀髮族使用。



冬夏兩用座背墊

座背墊採上、下墊可分離設計。車工精細紮實，材質透氣舒適，不論裝置或拆卸，都十分便利，讓您冬暖夏涼



介護剎車設計

人體工學握把，安全好握，省力好推，加上雙煞車設計，讓照護推行更輕鬆。



車身小巧好攜帶

收合式骨架，加背靠可後折彎關節系統，創造收合體積小，方便收納，置放不占空間。



適用申請補助 輪椅B款

座寬	前/後輪											安全載重
17"	6"/F14"	44.5	39	62	30	22	93	45	39	86	10kg	100kg

•本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知。111501000141 Rev.01 Nov.2018 顏色尺寸依現貨為準 ±1cm ±0.5kg | 更多內容詳見官網 |
衛部器廣字第10709008號 衛署醫器輸壹字第004939號 衛部醫器輸壹字第018994號



服務專線：0800-522 166
全台維修網 72 小時完修

karma 康揚
www.karma.com.tw