

小金剛 Flexx Junior 訂單明細		區域	☐ 北區 ☐ 中區 ☐ 南區	接單日期	
客戶名稱		電話		交貨日期	
戶籍地址				製令號碼	
送貨地址				☐ 業務自送	訂單號碼



標準配備

- ◆ 最高載重 80 kg
- ◆ 6" 前輪 / 14" 或 20" 快拆後輪
- ◆ 座寬x座深: 11"x11"/ 13"x13"
- ◆ 背墊角度可調: 0°
- ◆ 雙層透氣可調座/背墊
- ◆ 背墊高: 37cm + 推手高可調
- ◆ 內外旋轉垂直撥腳
- ◆ 後掀高低可調扶手
- ◆ 介護剎車
- ◆ 反撐桿

骨架顏色

☐ 白骨 ☐ 黃骨

座背墊顏色

☒ 黑


輪椅

座寬與座深: _____ x _____

品號: _____

座深 \ 座寬	小尺寸		大尺寸		
	10"	11"	12"	13"	14"
11"	☐	☒	☐	☐	☐
12"	☐	☐	☐	☐	☐
13" (1" 延伸套管)	☐	☐	☐	☒	☐
14" (2" 延伸套管)	☐	☐	☐	☐	☐
15" (3" 延伸套管)	☐	☐	☐	☐	☐

前後輪 與 座高

座高 \ 前輪	5"	6"	前輪位置 S= 短叉 L= 長叉 
後輪			
14"	☐ 15.5"/ S1 ☒ 16"/ S2 ☐ 17"/ S2	☐	
20" 舒跑輪手扶圈	☐ 15.5"/ S1 ☐ 16"/ S2 ☐ 17"/ S2 ☐ 18"/ L2	☒ 18"/ L1	
22" 舒跑輪手扶圈	☐ 15.5"/ S1 ☐ 16"/ S2 ☐ 17"/ S2 ☐ 18"/ L2	☐ 18"/ L1	

- 前輪改氣胎 / 限6"
- 後輪改氣胎 / 限14"與20" (灰胎)
- 5"鋁框
- 鋁手扶圈 / 限20"與22"

註: ◇ 標配, □ 選配, ○ 加價

座背墊 / 背靠

- 坐墊布 ☒ 調整型座下墊 + 透氣座上墊 ☐ 其他加價修改：
- 背墊布 ☒ 調整型背下墊 + 透氣背上墊 ☐ 其他加價修改：
- 背墊角度：☒ 0° ☐ -4° ☐ 4° ☐ 8° ☐ 12° ☐ 16°
- 背高：☒ 固定背高37cm · 推手高可調(max.93cm) ☐ 彎管推手83cm+背可折 · 背高37cm
☐ 彎管固定推手(背不折) · 背高_____cm

撥腳

(標配：腳跟帶)		2D可調踏板(鋁踏)	4D可調踏板(鋁踏)	左腳: _____ 右腳: _____ (每2cm為一單位)
垂直撥腳	○ 左 ○ 右	☒ 左 ☒ 右		
	\$ _____ cm	19~29cm可調	18~28cm可調	
80° 撥腳	○ 左 ○ 右	○ 左 ○ 右		
	\$ _____ cm	29~41cm可調	28~40cm可調	☐ 特製加價修改： ☐ 腳掌帶 ☐ 小腿帶+環帶


扶手

位置		左	右	扶手高： 左 _____ 右 _____ ☐ 特製加價修改： ☐ 綁手帶
扶手墊				
短木扶手	後掀式	☒	☒	註：扶手高可調：範圍15~25cm

配件

- ☒ 推式剎車 ☒ 介護剎車 ☒ 反撐桿

後輪位置(重心)



- ☒ 重心不需調整
- ☐ 重心調整 _____
(標配, Q20, 鎖固B排)

其他配件

- ☐ 客製木質桌板
☐ 客製"圍邊"木質桌板
☐ 氧氣筒架(左/右)
☐ 伸縮式點滴架(左/右)
☐ 拐杖架(左/右)
☐ 其他修改：

發票內容：(品名+金額)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 需求文件：
☐ 發票
☐ 匯款帳號
☐ 代墊同意書

輪椅價格

配件價格

發票開立 ☐ 隨貨 ☐ 月結 ☐ 待通知

定金

總價

特製主管

業務主管

業務

客戶簽認